

Provizio® SEM Scanner



Provizio SEM Scanner

Proporcionar una evaluación de riesgos de lesiones por presión objetiva y anatómicamente específica, lo que garantiza una ventana de oportunidad de cinco días*¹ para implementar una estrategia de prevención de lesiones por presión orientada y personalizada que minimice la incidencia de lesiones por presión y ayude a reducir el coste general y el tiempo de atención.

* Mediana



Especificaciones

PROVIZIO SEM SCANNER

Duración de la batería	3 horas (aprox.)
Protección barrera de agua	IPX1
Fuente de alimentación	Alimentación interna por batería
Rango de valores SEM	Valores típicos en el rango de 1,0 a 4,5 unidades de valor SEM
Repetibilidad del valor delta*	+/- 0,2 unidades de valor delta
Tensión de CA del centro de carga	100-230 V
Corriente máxima del centro de carga	0,5 A
Almacenamiento	Almacenar a una temperatura de entre -20 °C y 45 °C con una humedad relativa de entre el 5 % y el 90 % (sin condensación)
Condiciones de funcionamiento	Funciona a temperaturas comprendidas entre 15 °C y 35 °C con una humedad relativa de entre el 5 % y el 90 % (sin condensación)
Dimensiones del Provizio SEM Scanner V2	Peso: 159 g. Altura: 177,8 mm. Anchura: 50,8 mm. Profundidad: 25,4 mm

* La repetibilidad es la variación de un mismo aparato en la medición de un mismo lugar por la misma persona cuando se realizan múltiples mediciones una tras otra («repetición») en ese momento.

Referencias

- Okonkwo H., et al. (2020). A blinded clinical study using a subepidermal moisture biocapacitance device for early detection of pressure injuries. *Wound Repair Regen*, (online) 1-11. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/wrr.12790> (Consultado: 21 de enero de 2020).

Los derechos de autor, las marcas comerciales y los logotipos son propiedad intelectual de Bruin Biometrics LLC. Esto incluye lo siguiente: los materiales de copyright de Provizio® SEM Scanner y SEM Scanner® Bruin Biometrics LLCs no se pueden utilizar ni reproducir sin el consentimiento por escrito de Bruin Biometrics LLCs.

© Arjo, 2020

En Arjo, creemos que potenciar el movimiento en los entornos sanitarios es clave para ofrecer una atención de calidad. Nuestros productos y soluciones están diseñados para promover una experiencia segura y digna mediante la movilización de pacientes, camas médicas, higiene personal, desinfección, diagnóstico y la prevención de lesiones por presión y tromboembolismo venoso. Con más de 6000 personas en todo el mundo y 60 años cuidando de pacientes y profesionales sanitarios, nos comprometemos a lograr resultados más saludables para las personas que se enfrentan a retos de movilidad.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.com