

# Provizio<sup>®</sup> SEM Scanner



## Provizio SEM Scanner

Ger objektiva och anatomiskt specifika bedömningar av risken för trycksador. Detta säkerställer möjligheten till införande av en målinriktad och skräddarsydd strategi för prevention av trycksador fem dagar tidigare\*<sup>1</sup> än vid enbart visuell bedömning. Vilket minimerar förekomsten av trycksador och bidrar till att minska de totala kostnaderna och väntetiderna.

\* Medelvärde



## Specifikationer

### PROVIZIO SEM SCANNER

Batteriets livslängd	3 timmar (cirka)
Kapslingsklass - vatteninträngning	IPX1
Strömkälla	Inbyggt batteri
SEM-värdeområde	Värdena ligger normalt inom området 1,0 till 4,5 SEM-värdeenheter
Repetierbarhet, deltavärde*	+/- 0,2 deltavärdeenheter
Växelström, laddningshubb	100-240 V
Maxström, laddningshubb	0,5 A
Förvaring	Förvaras i temperaturer från -20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F) vid 5 % till 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Driftsförhållanden	Drift i temperaturer från 15 °C till 35 °C (59 °F till 95 °F) vid 5 % till 90 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Mått, ProVizio SEM-skanner V2	Vikt: 159 g, Höjd: 177,8 mm, Bredd: 50,8 mm, Djup: 25,4 mm

\* Repeterbarhet är en enskild enhets variation vid mätning på samma plats, utförd av samma person, när flera mätningar i rad utförs ("repeat") vid ett och samma tillfälle.

#### Referenser

- Okonkwo H., et al. (2020). A blinded clinical study using subepidermal moisture biocapacitance measurement device for early detection of pressure injuries. Wound Repair Regen, (online) 1-11. Fins på: <https://doi.org/10.1111/wrr.12790> (hämtad den 21 januari 2020).

Upphovsrätt, varumärken och logotyper är immateriella rättigheter som tillhör Bruin Biometrics LLC, vilket inkluderar följande: ProVizio® SEM Scanner and SEM Scanner®. Bruin Biometrics LLCs upphovsrättsskyddade material får inte användas eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Biometrics LLC.

© Arjo, 2020

På Arjo är vi övertygade om att goda förutsättningar för mobilitet i vårdmiljöer är en central del av att erbjuda vård av hög kvalitet. Våra produkter och lösningar för patientflyttning, hygien, desinfektion, diagnostik, behandling av bensår, förebyggande av trycksår och ventrombos samt våra sjukvårdssängar, är utformade för att främja mobilitet, säkerhet och värdighet i alla vårdssituationer. Med 60 års erfarenhet av att förbättra vardagen för patienter och vårdgivare, och ett globalt team på över 6 000 personer arbetar vi ständigt för att skapa bättre resultat för människor som möter utmaningar inom mobilitet.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500

[www.arjo.com](http://www.arjo.com)