

Evenda

Un design qui connecte

Un lit de soins de longue durée
avec un sentiment de maison



La gamme de lits Evenda® répond aux besoins des résidents et des soignants en soins de longue durée dans un modèle domestique. La gamme de lits comprend trois modèles : Moveno, Comfio et Sereno, qui fournissent des solutions personnalisables

en fonction des difficultés individuelles des résidents et des préférences de l'établissement. Les rembourrages textiles, les têtes de lit, les pieds de lit et les panneaux latéraux permettent de concevoir une solution de lit confortable et accueillante.



Evenda Moveno

Configuré pour favoriser
l'indépendance et
la mobilité hors du lit :

Repose-pieds avec barre d'accessoires.
Les pompes de matelas peuvent être fixées
de sorte que les crochets ne dépassent
pas dans l'espace du lit

Poignée d'assistance à la mobilité pivotante
pour aider le patient à entrer et sortir du lit

En position fermée, la poignée d'assistance
à la mobilité offre un bon soutien au patient
pour le repositionner dans le lit.

La veilleuse sous le lit peut aider à guider
le patient lorsqu'il se lève la nuit



Evenda Comfio

Conçu pour assurer des
soins sûrs et efficaces pour
les résidents immobilisés :

4 grandes roulettes avec frein central
pour faciliter le transport dans le lit

Rails robustes, faciles à utiliser
et rabattables aux 3/4

Repose-pieds avec barre d'accessoires.
Les pompes de matelas peuvent être fixées
de sorte que les crochets ne dépassent
pas dans l'espace du lit

La veilleuse sous le lit peut aider à guider
le patient lorsqu'il se lève la nuit



Evenda Sereno

Conçu pour fournir un environnement
sûr et reconnaissable aux résidents
souffrant de troubles cognitifs :

8 roues entièrement pivotantes
pour une maniabilité accrue

Commande manuelle simplifiée pour le
patient. Télécommande pour le soignant
au pied du lit

La conception de la tête et du pied de lit
avec des contrastes de couleurs aide
à rendre le lit plus reconnaissable

La veilleuse sous le lit peut aider à guider
le patient lorsqu'il se lève la nuit

Chaque détail est liée à l'image d'ensemble



- 1** Articulation du lit avec régression automatique pour éviter le glissement du patient vers le bas du lit
- 2** Poignée d'assistance à la mobilité avec deux positions repliables
- 3** Gamme de télécommandes comprenant une télécommande simplifiée pour le patient
- 4** Disponible en version large
- 5** Gamme de modèles de tête et de pied de lit à personnaliser en fonction des besoins et des préférences
- 6** Relâchement manuel de la commande RCP en option
- 7** Les lits à 6 et 8 roulettes ont une faible hauteur de seulement 17 cm (6,7 po) pour s'adapter aux résidents très susceptibles de tomber

Conçu pour répondre à différents besoins de soins

Evenda peut être configuré pour répondre aux préférences de votre établissement



● Standard ○ En option

		MOVENO	COMFIO	SERENO
LARGEUR DE L'ENCADREMENT	90 cm	●	●	●
	107 cm	En option (au moment de la commande)		En option (au moment de la commande)
ROULETTES	6 roulettes (17 cm hauteur basse)	●		○
	8 roulettes (17 cm de hauteur basse)	○		●
	4 roulettes pivotantes		●	
TÊTE ET PIED DE LIT Voir toutes les options de conception à la page 4	Type A			
	Type B			
	Type C	●	●	●
	Type D			
RAILS FIXES	Aucune barrière latérale	●		
	Barrières latérales télescopiques divisées 50/50			○
	Barrières latérales télescopiques divisées 40/60		○	●
BARRIÈRES LATÉRALES AMOVIBLES	Rails de mobilité	○		
	Barrières latérales escamotables aux 3/4	○	●	
ÉCLAIRAGE SOUS LE LIT		●	●	●
PANNEAUX LATÉRAUX		Services en option		●
COUVERCLES DE ROULETTES		Services en option		Services en option
BATTERIE DE SECOURS		Services en option	Services en option	Services en option
ACCÈS CPR		En option (au moment de la commande)	En option (au moment de la commande)	En option (au moment de la commande)
TÉLÉCOMMANDE DOUBLE		En option (au moment de la commande)	En option (au moment de la commande)	●

Principales caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT			
	Moveno	Comfio	Sereno
Longueur standard hors tout	2 100 mm	2 150 mm	2 100 mm
Largeur hors tout	990 mm	1 040 mm	1 210 mm
Longueur standard du matelas	1 980-2 000 mm	1 980-2 000 mm	2 000 mm
Largeur du matelas	900 mm	900 mm	1 070 mm
Longueur rallongée hors tout	Position 1 : 2 200 mm, position 2 : 2 300 mm		
Longueur du matelas avec extension	Position 1 : 2 100 mm, position 2 : 2 200 mm		
Longueur courte hors tout	2 030 mm	2 030 mm	2 030 mm
Hauteur maximale	750 mm	800 mm ou 825 mm	750 mm
Hauteur faible	170 mm	310 mm ou 335 mm	170 mm

DIMENSIONS HORS TOUT	
Longueur section dossier	800 mm
Longueur de l'assise	245 mm
Longueur de la section du mollet	500 mm
Longueur de la section de la cuisse	285 mm
Capacité maximale admissible/Poids maximum du patient	230 kg/195 kg
Déclive	12°
Proclive	12°
Angle du dossier	70°
Pause du dossier	30°, 45°
Angle du relève-cuisse	40°
Angle du relève-jambe	0 à 18°
Protection contre la pénétration	IP24
Protection contre les chocs	CLASSE 1 OU CLASSE 2, TYPE B
Alimentation électrique	100-240 V 50/60 Hz, max. 3,9 A
Norme de sécurité	CEI 60601-2-52

ACCESSOIRES***
Potence
Potences IV
Rail DIN avec crochets
Capots de sommier en plastique
Batterie de secours
Entretoise de paroi côté tête
Poignée de mobilité
Poche pour objets personnels
Support pour flacon d'urine
Cache de longeron, côtés télescopiques
Housse matelassée pour la tête de lit
Support de télécommande flexible

EVENDA EST DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS MODÈLES*	
A	Moderne et facile à nettoyer**
B	Bicolore pour un contraste accru
C	Barrière accessoire pour pompes de matelas ou autres accessoires
D	Barrière de maintien pour soutenir le patient

* À sélectionner lors de la commande
 ** Également disponible avec pied de lit bas
 *** Installation ultérieure possible

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES TEINTES BOIS
Chêne Oslo
Noyer de Venise
Chêne éponge (standard)



Chez Arjo, nous croyons qu'il est essentiel, pour assurer la qualité des soins, d'encourager la mobilité au sein des environnements de soins de santé. Nos produits et solutions sont conçus pour promouvoir une expérience sûre et digne en matière de manipulation des patients, de lits médicaux, d'hygiène personnelle, de désinfection, de diagnostic et de prévention des escarres et de la thrombo-embolie veineuse. Forts de plus de 6 500 employés dans le monde et de 65 ans d'attention portée aux patients et aux professionnels de la santé, nous sommes engagés à améliorer la santé des personnes à mobilité réduite.

Arjo Canada Inc. • 90 Matheson Blvd West, Suite 350 • Mississauga, ON, L5R 3R3 • 1-800-665-4831 • Info.Canada@arjo.com • www.arjo.com