

# Evenda Moveno



Revêtement en option  
(panneaux latéraux)



8 roulettes  
pivotantes en option



Poignée  
de mobilité

La gamme de lits Evenda<sup>MD</sup> répond aux besoins des résidents et des soignants en soins de longue durée dans un modèle domestique. La gamme de lits comprend trois modèles : Moveno, Comfio et Sereno, qui fournissent des solutions personnalisables en fonction des difficultés individuelles des résidents et des préférences de l'établissement.

Configuré pour favoriser l'autonomie et la mobilité hors du lit, le Evenda Moveno convient à un résident plus mobile :

- Poignée de mobilité : la poignée de mobilité à deux positions peut aider à soutenir davantage de résidents mobiles qui peuvent s'inquiéter d'une chute et qui ont besoin d'aide pour sortir de leur lit
- Pied de lit avec barre d'accessoires, idéal pour suspendre les pompes de matelas afin que les crochets ne dépassent pas dans l'espace du lit

# Caractéristiques et options



L'autorégession minimise la pression, le cisaillement et la friction pendant le profilage du lit



Télécommande rétroéclairée avec couleurs contrastées et verrouillages pouvant être fixés au pied de lit



Les veilleuses standard situées de part et d'autre du lit éclairent pour guider les résidents lorsqu'ils quittent le lit dans une pièce mal éclairée



Télécommande simplifiée en option avec grandes icônes et couleurs contrastées



Couvercles de roulettes en option pour le décor extérieur



Rail en acier 3/4 en option



Incroyable protection contre les chutes avec une faible hauteur du sommier de 6,7 po



Le personnel soignant peut facilement ajuster le lit en position de chaise complète avec notre panneau de commande simple d'utilisation

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT - MOVENO

Longueur standard hors tout	2 100 mm
Largeur hors tout*	990 mm
Longueur standard du matelas	1 980 à 2 000 mm
Largeur du matelas	35,5 po
Longueur rallongée hors tout	Position 1 : 2 200 mm Position 2 : 2 300 mm
Longueur du matelas avec extension	Position 1 : 2 100 mm Position 2 : 2 200 mm
Longueur courte hors tout	2 030 mm
Hauteur maximale	750 mm
Hauteur faible	170 mm

\* Également disponible en version large (sommier fixe 42 po)

## DIMENSIONS HORS TOUT - MOVENO

Longueur section dossier	800 mm
Longueur de l'assise	245 mm
Longueur de la section du mollet	500 mm
Longueur de la section de la cuisse	285 mm
Capacité maximale admissible/ Poids maximum du patient	507 lb/430 lb
Déclive	12°
Proclive	12°
Angle du dossier	70°
Pause du dossier	30°, 45°
Angle du relève-cuisse	40°
Angle du relève-jambe	0°-18°
Protection contre la pénétration	IP24
Protection contre les chocs	Classe 1 ou classe 2, type B
Alimentation électrique	100-240 V 50/60 Hz, max. 3,9 A
Normes de sécurité	CEI 60601-2-52

Arjo\_TSS\_EvendaMoveno\_Spec.01.0.CA.FR