

LA LAVADORA DESINFECTADORA COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

# Typhoon™



La eficiencia se combina con el rendimiento en la lavadora desinfectadora Typhoon, un equipo totalmente automatizado con funciones intuitivas que aumentan su eficiencia y mejoran el control de las infecciones.

La unidad Typhoon es conocida por su característica puerta de vidrio de proceso a la vista (VIP), que permite comprobar en todo momento el progreso del ciclo de limpieza y desinfección.

Además, la unidad Typhoon también incluye de serie una puerta corredera con sensor de infrarrojos integrado para su apertura y cierre automáticos, así como un soporte giratorio automático.

# Principales características



## CONTROL DE INFECCIONES

La lavadora desinfectadora Typhoon es un equipo eficaz y ergonómico que constituye el elemento central de una buena sala de desinfección. Vacía, limpia y desinfecta automáticamente los recipientes sucios, de manera que garantiza en todo momento la disponibilidad de material limpio.

## VIP (PROCESO A LA VISTA)

Le permite comprobar de un vistazo el progreso del ciclo en cualquier momento.

## SOPORTE GIRATORIO

Una vez cerrada la puerta, el soporte gira 150 grados y vacía los recipientes. Además, está dotado de boquillas para obtener los mejores resultados de limpieza y desinfección.

## PUERTA AUTOMÁTICA SIN CONTACTO

La unidad Typhoon está equipada con un sensor de infrarrojos que permite un funcionamiento sin contacto. Simplemente se sitúa la mano delante del sensor y la puerta se abrirá o cerrará automáticamente.

## PUERTA CORREDERA

Una puerta corredera es una alternativa elegante a las puertas batientes y permite ahorrar espacio.

## RÁPIDO ENFRIAMIENTO DE LOS RECIPIENTES

Al completarse el ciclo, la puerta se abre unos 10 cm para facilitar el rápido enfriamiento del material.

## INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS

Medidas 600 x 600 x 1840 mm

Peso 135 kg

Nivel de ruido 60 dB(A) conforme a la norma EN ISO 3747:2000

Máxima temperatura externa 40 °C

Conexión eléctrica 230 V, 1 N, 50 Hz, 1 x 16 A

Conexión de vapor externo Póngase en contacto con su representante local de Arjo

Consumo energético 0,25 kWh/ciclo

Consumo de agua Programa económico: 25 litros/ciclo  $\pm$ 10 %  
Programa normal: 31 litros/ciclo  $\pm$ 10 %  
Programa intensivo: 39 litros/ciclo  $\pm$ 10 %

Consumo de vapor externo 0,3 kg/ciclo\*  
\* Solo aplicable si se selecciona el vapor externo

Conexión de agua Agua caliente y fría  
Agua descalcificada (opcional)  
Presión: 1-8 bar  
15 mm, caudal > 0,3 l/s

Conexión de vapor 15 mm, presión 0,3-3 bar\*  
\*Solo aplicable si se selecciona el vapor externo

Conexión de drenaje Pared  $\varnothing$  90 mm o 110 mm  
Suelo  $\varnothing$  90 mm o 110 mm