

MACCHINA LAVAPADELLE COMPLETAMENTE AUTOMATICA

Typhoon™



Typhoon coniuga perfettamente efficienza e prestazioni elevate, essendo una macchina lavapadelle completamente automatica e dotata di un'ampia gamma di funzioni di facile utilizzo che migliorano l'efficienza e il controllo dell'infezione.

Typhoon è noto per il suo caratteristico sportello VIP (view-in-process, in vetro trasparente) che consente di controllare il processo in qualsiasi momento del ciclo.

È dotato anche di un cestello rotante automatico e di uno sportello scorrevole che si apre e si chiude grazie ad un sensore ad infrarossi integrato, entrambi di serie.

Caratteristiche chiave



CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Typhoon è una soluzione efficiente ed ergonomica, un elemento fondamentale di un locale disinfezione bene organizzato. Vuota, pulisce e disinfetta in modo automatico presidi sporchi, garantendo in tutta sicurezza la rimessa in circolo di presidi puliti.

VIP (VIEW-IN-PROCESS)

Permette di monitorare in ogni istante il processo in qualsiasi momento del ciclo.

CESTELLO ROTANTE

Una volta che lo sportello è bloccato, il cestello ruota di 150 gradi e vuota i presidi. Il cestello rotante è dotato anche di ugelli integrati per ottenere risultati efficaci in termini di pulizia e disinfezione.

SPORTELLO AUTOMATICO TOUCH-FREE

Typhoon è dotato di un sensore ad infrarossi integrato, che supporta il funzionamento touch-free. Basta semplicemente mettere la mano davanti al sensore e lo sportello si apre e si chiude automaticamente.

SPORTELLO SCORREVOLE

Lo sportello scorrevole offre un'alternativa elegante e salvaspazio al modello a battente.

RAPIDO RAFFREDDAMENTO DEI CONTENITORI

Al termine del ciclo, lo sportello si apre di 10 cm circa per facilitare il rapido raffreddamento dei prodotti.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Misure	600 x 600 x 1.840 mm
Peso	135 kg
Rumorosità	60 dB(A) a norma EN ISO 3747:2000
Temperatura esterna massima	40 °C
Collegamento elettrico	230 V, 1 N, 50 Hz, 1x16 A
Collegamento vapore esterno	Contattare il rappresentante di zona Arjo
Consumo energetico	0,25 kWh/ciclo

Consumo idrico	Programma economico: 25 litri/ciclo ±10% Programma normale: 31 litri/ciclo ±10% Programma intensivo: 39 litri/ciclo ±10%
----------------	--

Consumo vapore esterno	0,3 kg/ciclo*
------------------------	---------------

* Valido solo se è stato selezionato il vapore esterno

Allaccio acqua	Acqua calda e fredda Acqua decalcificata (addolcita; optional) Pressione: 1-8 bar 15 mm, portata: >0,3 l/s
----------------	---

Collegamento al vapore	15 mm, pressione: 0,3-3 bar*
------------------------	------------------------------

* Valido solo se è stato selezionato il vapore esterno

Allaccio scarico	Parete: ø90 o ø110 mm Piano: ø90 o ø110 mm
------------------	---